VERSUCH 18

Hochreine Germanium detektoren in der γ - Spektrometrie

 $Katharina\ Br\"{a}gelmann\\ katharina.braegelmann@tu-dortmund.de$

Lars Kolk lars.kolk@tu-dortmund.de

Durchführung: 09.12.2019 Abgabe: 13.12.2019

TU Dortmund – Fakultät Physik

Inhaltsverzeichnis

1	Auswertung						
	1.1	Energiekalibration	3				
	1.2	Vollenergienachweiswahrscheinlichkeit	6				
	1.3	Monochromatisches ¹³⁷ Cs-Spektrum	9				
Lit	terati	ur 1	2				

Hier könnte Ihre Werbung stehen. Hier könnte Ihre Werbung stehen. Hier könnte Ihre Werbung stehen.

1 Auswertung

1.1 Energiekalibration

Die Energiekalibration wird anhand der Vermessung eines 152 Eu-Spektrums (Abb. 1) durchgeführt. Die Messdaten werden mit Python 3.7.3 und den Biblitheken numpy, scipy und uncertainties ausgewertet. Ausgleichsrechnungen erfolgen mit $scipy.optimize.curve_fit$. Über eine Peak-Picking-Funktion werden die größten Peaks in den Daten ausfindig gemacht und sind in Tabelle 1 notiert. Zum γ -Zerfall des 152 Eu




Abbildung 1: Das aufgenommene Spektrum über $T=2134\,\mathrm{s}$ von 152 Eu mit markierten Peaks. Dargestellt ist die Zählrate gegen den zugehörigen Channel des MCA.

werden Literaturwerte bezüglich der Emissionsenergien und der Emissionswahrscheinlichkeiten recherchiert [1]. Dabei werden zunächst die Emissionsenergien mit mindestens 1 % Emissionswahrscheinlichkeit rausgesucht. Diese sind in Tabelle 1 aufgeführt. Zur Kalibration werden die jeweiligen Daten auf den zugehörigen Wert des letzten sichtbaren

Tabelle 1: Parameter zu allen vermessenen Peaks des ¹⁵²Eu-Spektrums.

Peak	Channel(Peak)	Counts	$E_{\gamma} / \text{ keV } [1]$	rel. Channel	rel. Energie
			,	Channel	E_{γ}
				Channel(Peak 9)	$E_{\gamma}(\text{Peak }9)$
0	594	1219	121,7817	0,087	0,087
1	1187	196	244,6974	$0,\!175$	$0,\!174$
2	1667	372	$344,\!2785$	$0,\!245$	$0,\!245$
3	1988	42	$411,\!1165$	0,292	$0,\!292$
4	2149	43	443,965	0,316	0,315
5	3765	66	778,9045	$0,\!554$	$0,\!553$
6	4655	41	$964,\!079$	0,685	0,685
7	5245	32	$1085,\!837$	0,771	0,771
8	5371	33	$1112,\!076$	0,790	0,790
9	6801	37	1408,013	1,0	1,0

Peaks normiert. Entsprechend werden folgende Rechnungen ausgeführt:

rel. Energie
$$E_{\rm rel.} = \frac{E_{\rm Peak}}{E({\rm Peak=9})}$$
rel. Channel Channel
$$= \frac{{\rm Channel}}{{\rm Channel(Peak=9)}}.$$

Die relativen Größen sind in Abbildung 2 gegen die Counts aufgetragen. Die drei Emissionsenergien, die im gemessenen Spektrum nicht als Peak ersichtlich sind und auch die geringsten Emissionswahrscheinlichkeiten aufweisen, werden aus den Daten der Literaturwerte entfernt. Anschließend werden die zugeordneten Energien der Peaks gegen die Channel der Peaks geplottet (Abbildung 3) und es wird eine lineare Regression der Form

$$E = m \cdot \text{Channel} + n \tag{1}$$

durchgeführt. Als Parameter der Regression ergeben sich über curve_fit:

$$m = (0.207\,26 \pm 0.000\,04)\,\mathrm{keV/Channel}, \qquad \qquad n = (-1.22 \pm 0.17)\,\mathrm{keV}.$$




Abbildung 2: Die relativen Größen $E_{\rm rel.}$ und Channel $_{\rm rel.}$, normiert auf den letzten sichtbaren Peak des 152 Eu-Spektrums, sind gegen die zugehörigen Counts aufgetragen. Die Peaks lassen sich nun den Spektrallinien des 152 Eu zuordnen.




Abbildung 3: Ausgleichsrechnung über den Zusammenhang der Channel des MCA und der Energien der γ -Teilchen.

1.2 Vollenergienachweiswahrscheinlichkeit

Zur Bestimmung der Vollenergienachweiswahrscheinlichkeit Q (engl.: efficiency) des Detektors wird zunächst die Aktivität der Probe ausgerechnet. Zwischen dem angegebenen Herstellungsdatum (01.10.2000) [2] der 152 Eu-Probe und dem Versuchstag (09.12.2019) sind $t=(605\,484\,000\pm54\,000)$ s vergangen. Die Halbwertszeit des Isotops beträgt $T_{1/2}=(426,7\pm0,5)\cdot10^6$ s [1]. Mit der Anfangsaktivität $A_0=(4130\pm60)$ Bq ergibt sich über

$$A = A_0 \exp\left(-\frac{\ln(2)}{T_{1/2}}t\right) = (1545 \pm 29) \frac{1}{s}$$
 (2)

die aktuelle Aktivität der Probe. Weiterhin wird der eingenommene Raumwinkel des Detektors benötigt. Dabei wird der Raumwinkel über die Geometrie eines Kegels berechnet:

$$\begin{split} \frac{r}{h} &= \tan{(\varphi/2)} \Leftrightarrow \varphi = 2\arctan{(\frac{r}{h})} \\ \frac{\varOmega}{4\pi} &= \sin^2{\frac{\varphi}{2\cdot 4}} = \sin^2{\left(\frac{1}{4}\arctan{(r/h)}\right)} = 0,\!0069\,\mathrm{sr}. \end{split}$$

Die eingesetzten Größen für den Radius der Detektoroberfläche und Höhe des Kegels sind $r=22.5\cdot 10^{-3}\,\mathrm{m}$ und $h=80\cdot 10^{-3}\,\mathrm{m}$. Die gesamte Messzeit des 152 Eu-Spektrums beträgt $T=2134\,\mathrm{s}$. Damit kann nun Q wie folgt berechnet werden:

$$Q = \frac{4\pi}{\Omega} \frac{N_{\text{Peakinhalt}}}{ATP_{E_{\gamma}}}.$$
 (3)

 $P_{E_{\gamma}}$ ist hier die Emissionswahrscheinlichkeit einer γ -Energie [1]. Der Parameter $N_{\text{Peakinhalt}}$ beschreibt nun die gesamte Zahl der Counts, die sich in einem Peak befindet. Zur Berechnung der Peakinhalte werden die Peaks einzeln betrachtet und die Messdaten passend zu der erwarteten Gaußverteilung eines Peaks abgeschnitten (vgl. Abb. 4). Die Inhalte der Peaks werden durch Aufsummation der Counts im jeweiligen angepassten Datenbereich berechnet. Die Ergebnisse zu den jeweiligen Peaks sind in Tabelle 2 notiert. Nun wird Q gegen die Energie E des jeweiligen Peaks aufgetragen. Es wird eine Ausgleichsrechnung der Form $Q = aE^b + c$ durchgeführt. Die Parameter der Ausgleichsrechnung betragen:

$$a = (0.113 \pm 0.055) \, \frac{1}{\mathrm{keV}}, \qquad b = (-0.36 \pm 0.17) \, , \qquad c = (-0.0077 \pm 0.0059) \, .$$





Abbildung 4: Vergrößerung des ersten Peaks mit Ausgleichsfunktion einer Gaußkurve zur Veranschaulichung der Gaußpeaks.

Tabelle 2: Parameter zur Berechnung der Vollenergienachweiswahrscheinlichkeit anhand eines 152 Eu-Spektrums. Weitere verwendete Größen sind: $A=(1545\pm29)/\mathrm{s},\,\frac{\varOmega}{4\pi}=0,\!0069\,\mathrm{sr},\,T=2134\,\mathrm{s}.$

E_{γ} / keV [1]	$P\left[1\right]$	$P_{ m Peakinhalt}$	Q in 10^{-3}
121,7817	28,41	(8233 ± 91)	$(12,70\pm0,24)$
244,6974	$7,\!55$	(1515 ± 39)	$(8,79 \pm 0,16)$
$344,\!2785$	$26,\!59$	(3152 ± 56)	$(5,19 \pm 0,10)$
$411,\!1165$	2,238	(324 ± 18)	$(6,\!34\pm0,\!12)$
443,965	2,80	(367 ± 19)	$(5,74 \pm 0,11)$
778,9045	12,97	(741 ± 27)	$(2,\!50 \pm 0,\!05)$
964,079	$14,\!50$	(596 ± 24)	$(1,\!80 \pm 0,\!33)$
$1085,\!837$	10,13	(403 ± 20)	$(1,74 \pm 0,32)$
1112,076	$13,\!41$	(502 ± 22)	$(1,\!64 \pm 0,\!30)$
1408,013	20,85	(586 ± 24)	$(1,\!23\pm0,\!23)$



 ${\bf Abbildung~5:} \ {\bf Ausgleichsrechnung~zur~Bestimmung~der~Vollenergienachweiswahrscheinlichkeit~Q.~ Die Fehlerbereiche verschwinden hinter den Datenpunkten und sind zur Übersichtlichkeit nicht aufgeführt.$

1.3 Monochromatisches ¹³⁷Cs-Spektrum

In Abbildung 6 ist das volle Spektrum des ¹³⁷Cs-Strahlers abgebildet. Der Photopeak




Abbildung 6: Volles aufgenommenes Spektrum des 137 Cs-Strahlers.

wird über eine Peak-Picking-Funktion ermittelt. Dieser ist vergrößert in Abbildung 7 abgebildet. An den Peak wird eine Gaußverteilung nach

$$f(E) = \frac{a}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \ \exp\left(-\frac{(E-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) + b$$

gefittet. Hierzu wird der augewertete Datenbereich angepasst. Die Parameter der Ausgleichsrechnung ergeben sich zu

$$\mu = (661,2327 \pm 0,0051) \text{ keV}, \qquad \sigma = (0,9023 \pm 0,0051) \text{ keV},$$

$$a = (1868 \pm 9) \text{ keV}^2, \qquad b = (6,1 \pm 0,1) \text{ keV}.$$

Für den Inhalt des Photopeaks werden die Counts im geplotteten Bereich aufsummiert. Der Inhalt beträgt:

$$N_{\rm Peak} = (9174 \pm 96)$$
.

Die Halbwertsbreite (FWHM) und die Zehntelwertsbreite (FWTM) werden zu folgenden Daten ausgemessen, indem die Energie bei der Hälfte bzw einem Zehntel der Counts aus




Abbildung 7: Vergrößerter Photopeak des ¹³⁷Cs-Strahlers.

den Messdaten bestimmt wird:

$$\begin{array}{lll} {\rm FWHM_{Daten}} & = & 2,07\,{\rm keV} \\ {\rm FWTM_{Daten}} & = & 3,94\,{\rm keV} \\ \hline {\rm FWHM_{Daten}} & = & 0,53\,. \end{array}$$

Aus der Standardabweichung σ lässt sich ein Vergleichswert passend zur gefitteten Gaußverteilung finden:

$$\begin{array}{lll} \mathrm{FWHM_{Fit}} & = & 2\sigma\sqrt{2\ln{(2)}} = 2,\!13\,\mathrm{keV} \\ \mathrm{FWTM_{Fit}} & = & 2\sigma\sqrt{2\ln{(10)}} = 3,\!87\,\mathrm{keV} \\ & \frac{\mathrm{FWHM_{Fit}}}{\mathrm{FWTM_{Fit}}} & = & 0,\!55\,. \end{array}$$

In Abbildung 8 ist das Compton-Kontinuum des Spektrums vergrößert dargestellt. Über den Schnittpunkt zweier Ausgleichsgeraden der Form $y=a\cdot E+b$ wird die Lage der




Abbildung 8: Vergrößertes Compton-Kontinuum des ¹³⁷Cs-Strahlers mit linearen Ausgleichsrechnungen zur Identifitkation der Lage der Compton-Kante.

Compton-Kante angenähert. Die Parameter der Geraden ergeben sich zu

links:
$$a = (0.0699 \pm 0.0058) \frac{1}{\text{keV}}, \qquad b = (-11.3 \pm 2.4),$$

rechts: $a = (-0.152 \pm 0.017) \frac{1}{\text{keV}}, \qquad b = (89 \pm 8).$

Der Schnittpunkt, entsprechend die Compton-Kante, liegt über Gleichsetzen der Geradengleichungen bei

$$E_{\rm CK,\ Data} = (450 \pm 5) \, {\rm keV}.$$

Aus Gleichung (??) folgt für die Compton-Kante folgender theoretischer Wert:

$$E_{\text{CK. Theo}} = (477,3340 \pm 0,0028) \text{ keV}.$$

Der Inhalt des Compton-Kontinuums als Summation der betreffenden Kanalinhalte bis zur Compton-Kante beträgt

$$N_{
m Kontinuum, \ komplett} = 40\,797$$
 .

Rückstreuung bei $\vartheta = 90$ °:

$$E'_{\gamma} = \frac{E_{\gamma}}{1 + \frac{E_{\gamma}}{m_{e}c^{2}} (1 - \cos \vartheta)} = (242.1 \pm 1.1) \,\text{keV}$$
 (4)

Wirkungsquerschnitt ($\varepsilon=E_{\gamma}/mc^2<<1,\,\sigma_{Th}=\frac{1}{6\pi\epsilon_0^2}\frac{e^4}{m_e^2c^4}$):

$$\sigma_{Co} \sim \frac{3}{4} \sigma_{Th} \left(1 - 2\varepsilon + \frac{26}{5} \varepsilon^2 \right).$$
 (5)

Rückstreulinie ausmessen über Geradenschnittpunkt in Rückstreulinie Inhalte des Peaks und des Compton-Kontinuums ausmessen (aufsummieren, aaaaber... Anleitung!)

Literatur

- [1] Laboratoire National Henri Becquerel. ¹⁵²Eu Emissions and decay scheme. 2019. URL: http://www.nucleide.org/Laraweb/index.php.
- [2] TU Dortmund. In: Versuchsanleitung V18 Hochreine Germaniumdetektoren in der γ -Spektrometrie.